

FECHA: TURNO:				 Centro de Excelencia Medica en Altura Área biomédica Bitácora de Mantenimiento diario de equipos biomédicos del área de imagenología	Clave: CEMA-RG-BI-BMDEB-40	Resultado de mantenimiento diario	
Nombre y firma:					Versión: 2.0	Realizado	Observaciones
Equipo	Marca	Modelo	Numero de serie	Concepto			
Resonador magnético	General Electric	Modelo	MRR9944	Revisar percepción de temperatura ambiente del equipo, revisar antenas conectada o no conectadas, revisar posición de mesa, revisar posición de cables accesorios del equipo. <u>Revisar algún mensaje de error en el equipo, limpieza</u>			
Monitor de signos vitales	MEDRAD	8600	44526	revisar encendido y apagado de equipo, revisar accesorios completos y en buen estado (latiguillos de ecg, pany, sensor de spo2, cargador)			
Equipo de Rayos X	MINDRAY	DIGIEYE280	SPT08415150613	Revisar encendido del equipo, revisar comunicación con digitalizador , revisar freno magnético de mesa, revisar estado de digitalizador, revisar encendido de control de rx, <u>revisar algún mensaje de error en el equipo, limpieza</u>			
Impresora de placas	Carestream	5700	57038268	Revisar encendido de equipo, revisar cantidad de placas, revisar algún mensaje de error en el equipo, revisar ventilación sin obstrucción, limpieza externa de lugares visibles.			
Impresora de placas	Carestream	5700	57033749	Revisar encendido de equipo, revisar cantidad de placas, revisar algún mensaje de error en el equipo, revisar ventilación sin obstrucción, limpieza externa de lugares visibles.			
Ultrasonido	MINDRAY	DC-8	QE-5B003854	Revisar encendido de equipo, revisar cantidad y acomodo de transductores, revisar conexión y estado de membrana de transductores, limpieza externa de lugares visibles.			
Estación de trabajo	HP	Z800	2UA4292CYY	Revisar encendido del equipo, revisión de conexión con equipo magneto y revisión de conexión a impresora y sistema pacs, limpieza externa de lugares visibles.			
Control de mando de resonancia	General Electric	M180	61405700103743.00	Revisar encendido del equipo, revisión de conexión con equipo magneto y revisión de conexión a impresora y sistema pacs, limpieza externa de lugares visibles.			
Cuarto de maquinas	General Electric	SM	SN	Revisión de temperatura de cuarto de maquinas, revisión de nivel y presión de helio, revisión de encendido de compresores chiller, revisión de liquido refrigerante para compresores. <u>limpieza externa de lugares visibles.</u>			
Rayos x portátil	Phillips	Practice 360	SN14000491	Revisión de sistema de ruedas ,sistema de frenos y posicionamiento de cabeza de rayos x, limpieza externa de lugares visibles.			
Digitalizador portátil	Carestream	Vita CR	SN250614058	Encendido del equipo, comunicación con pc del equipo, limpieza externa de lugares visibles.			
Arco en c	General Electric	BRIVO OEC 785	BB3SS2100226HL	Revisión de sistema de ruedas ,sistema de frenos y posicionamiento de cabeza de rayos x, limpieza externa de lugares visibles.			