

FECHA:		TURNO:		 Centro de Excelencia Medica en Altura Área biomédica Bitácora de revisión y mantenimiento diario de equipos biomédicos del área de laboratorio		Resultado de mantenimiento diario	
Nombre y firma						Realizado	Observaciones
Equipo	Marca	Modelo	Número de serie	Concepto	Concepto		
Refrigerador 1	WHIRLPOOL	WT90135	W10637300 B	REVISIÓN DE ENCENDIDO Y ENFRIAMIENTO	N/A		
Refrigerador 2	X	X	X	REVISIÓN DE ENCENDIDO Y ENFRIAMIENTO	N/A		
Refrigerador 3	X	X	X	REVISIÓN DE ENCENDIDO Y ENFRIAMIENTO	N/A		
Micropipeta 100 - 1000 µL	X	X	X	N/A	N/A		
Micropipeta 10 - 100 µL	X	X	X	N/A	N/A		
Baño maría	CIVEQ	KW-1000DC	WJ-HH20327	CHEQUEO DE TEMPERATURA Y ENCENDIDO	CHEQUEO DE TEMPERATURA		
Analizador hematológico	Sysmex	KX-21N	B410710/20 07	ENCENDIDO	SHUTDOWN, REVICION DE CAMARA ATRAPA LIQUIDOS		
Analizador de química sanguínea	roche	cobas 111	2890	ENCENDIDO, DESPROTEINIZACION DE AGUJA Y PURGA DE SISTEMA DE FLUIDOS	FINALIZAR		
Lector de tiras reactivas	Roche	Reflotron plus	5081344	ENCENDIDO	APAGADO		
Centrífuga	LW Scientific	ULTRA-8V	V127743	ENCENDIDO	APAGADO		
Coagulometro	LINCON	CATRON M1	M1-11216	ENCENDIDO	N/A		
Mezclador 1	X	X	X	ENCENDIDO	N/A		
Mezclador 2	X	X	X	ENCENDIDO	N/A		
Contador de células	KIT-LAB	DIGITAL CO	992	ENCENDIDO	N/A		
Microscopio	NA	NA	OO1726	ENCENDIDO DEL EQUIPO	APAGADO DEL EQUIPO		