

FECHA:				TURNO:		 <b>Centro de Excelencia Médica en Altura</b> <b>Área biomédica</b>		Clave: CEMA-RG-BI-BMMEB-42		Resultado de mantenimiento diario	
Nombre y firma				 <b>Bitácora de Mantenimiento mensual de equipos biomédicos</b> <b>del área de imagenología</b>		Versión: 2.0		Realizado		Observaciones	
Equipo	Marca	Modelo	Numero de serie	Mantenimiento mensual							
Resonador magnético	General Electric	0	MRR9944	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA. Alimentación eléctrica adecuada, Estado físico del equipo correcto, Cables de alimentación eléctrica físicamente en buen estado, comunicación con consola de mando correcta, Magnet monitor funcionando correctamente, Niveles y valores dentro de parámetros aceptados, Equipos de Cuarto de máquinas de IRM, funcionando correctamente, Consola de mando y adquisición de imagen funcionando debidamente, Funcionamiento mecánico de la mesa para paciente correcto, Módulo de conexión para antena funcionando correctamente, Ultimo estudio realizado correctamente.							
Monitor de signos vitales	MEDRAD	8600	44526	Equipo Operativo, Funciona batería de respaldo y led, Indicador auditivo de alarma y parámetros, Reloj en tiempo real, Presenta daño en superficie, Despliegue correcta de gráficos, Despliegue correcta de áreas de curva, Fallo de electrodos desconectados, Detección de sensor de SPO2, Medición de PAnI.							
Equipo de Rayos X	MINDRAY	DIGIEY E280	SPT08415150613	Alimentación eléctrica adecuada, Indicadores de PDC en funcionamiento, Movimientos mecánicos de brazo de tubo de rayos x correctos, Movimientos de tubo de rayos x correcto, Movimiento de mesa flotante correctos, Indicadores de módulo de encendido correctos, Comunicación de consola de mando con generador de equipo habilitado, Comunicación consola de mando con detector habilitado, Comunicación DICOM correcta, Movimientos de bucki de pared correctos, Activación de seguros electromagnéticos en funcionamiento, Disparador de rayos x en correcto funcionamiento, disparo de rayos x aprobado. Última prueba realizada correctamente.							
Impresora de placas	Carestream	5700	57038268	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA. Alimentación eléctrica adecuada, Estado físico del equipo correcto, Clavijas de alimentación eléctrica físicamente en buen estado, Encendido y Apagado correcto, Pantallas con indicadores de valores funcionando correctamente, Estado físico y función de botones adecuado, Sistemas mecánicos funcionando correctamente, Comunicación con consola de mando correcta, Ultimo proceso de digitalización realizado correctamente.							
Impresora de placas	Carestream	5700	57033749	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA. Alimentación eléctrica adecuada, Estado físico del equipo correcto, Clavijas de alimentación eléctrica físicamente en buen estado, Encendido y Apagado correcto, Pantallas con indicadores de valores funcionando correctamente, Estado físico y función de botones adecuado, Sistemas mecánicos funcionando correctamente, Comunicación con consola de mando correcta, Ultimo proceso de digitalización realizado correctamente.							
Ultrasonido	MINDRAY	DC-8	QE-5B003854	Alimentación eléctrica adecuada, Alimentación eléctrica adecuada, Cables de alimentación eléctrica físicamente en buen estado, Comunicación DICOM adecuada, Comunicación con transductores adecuada, Pantalla touch funcionando, Funcionamiento y estado físico de botones adecuado, Monitor en buen estado y funcionando, Navegador y control funcionando correctamente, Conexión para transductores en buen estado, Transmisión de imagen correcta, Prueba de soporte con banco de baterías correcta, Sistema de audio funcionando, Sistema de ruedas y frenos funcionando, Conectores para comunicación de entrada y salida de información en buen estado y funcionando correctamente. Ultimo estudio realizado correctamente.							
Estación de trabajo	HP	Z800	2UA4292CYY	N/A							
Control de mando de resonancia	General Electric	M180	#####	N/A							
Cuarto de maquinas	General Electric	SM	SN	N/A							
Rayos x portátil	Phillips	Practice 360	SN14000491	Alimentación eléctrica adecuada, Indicadores de encendido correctos, Movimientos mecánicos de brazo de tubo de rayos x correctos, Movimientos de tubo de rayos x correcto, estado y funcionamiento de ruedas y frenado del equipo.							
Digitalizador portátil	Carestream	Vita CR	SN250614058	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO. Alimentación eléctrica adecuada, Estado físico del equipo correcto, Clavijas de alimentación eléctrica físicamente en buen estado, Encendido y Apagado correcto, Sistemas mecánicos funcionando correctamente, Comunicación con consola de mando correcta, Ultimo proceso de digitalización realizado correctamente.							
Arco en c	General Electric	BRIVO OEC 785	BB3SS2100226HL	Alimentación eléctrica adecuada, Indicadores de encendido correctos, Movimientos mecánicos de arco, estado y funcionamiento de fluoroscopio, estado y funcionamiento de ruedas y frenado del equipo, estado y funcionamiento de torre de mando.							