

FECHA:		TURNO:		 Centro de Excelencia Médica en Altura Área biomédica Bitácora de revisión y mantenimiento mensual de equipos biomédicos del área de laboratorio	Clave: CEMA-RG-BI-BMMEBL-47	Resultado de mantenimiento diario	
Nombre y firma					Versión: 2.0	Realizado	Observaciones
Equipo	Marca	Modelo	Numero de serie	Mantenimiento mensual			
Refrigerador 1	WHIRLPOOL	WT90135	W106373008	Limpieza interna y externa del equipo, Alimentación eléctrica adecuada, Estado físico del equipo correcto, Clavijas de alimentación eléctrica físicamente en buen estado, Encendido y Apagado correcto, Indicadores de temperatura correctos, Perilla o botones de temperatura realizan funciones adecuadas, Sistemas mecánicos en buen estado, Proceso de enfriamiento funcionando adecuadamente.			
Refrigerador 2	X	X	X	Limpieza interna y externa del equipo, Alimentación eléctrica adecuada, Estado físico del equipo correcto, Clavijas de alimentación eléctrica físicamente en buen estado, Encendido y Apagado correcto, Indicadores de temperatura correctos, Perilla o botones de temperatura realizan funciones adecuadas, Sistemas mecánicos en buen estado, Proceso de enfriamiento funcionando adecuadamente.			
Refrigerador 3	X	X	X	Limpieza interna y externa del equipo, Alimentación eléctrica adecuada, Estado físico del equipo correcto, Clavijas de alimentación eléctrica físicamente en buen estado, Encendido y Apagado correcto, Indicadores de temperatura correctos, Perilla o botones de temperatura realizan funciones adecuadas, Sistemas mecánicos en buen estado, Proceso de enfriamiento funcionando adecuadamente.			
Micropipeta 100 - 1000 µL	X	X	X	N/A			
Micropipeta 10 - 100 µL	X	X	X	N/A			
Baño maria	CVEG	KW-1000DC	WJ-HH20327	Limpieza externa del equipo, Alimentación eléctrica adecuada, Estado físico del equipo correcto, Clavijas de alimentación eléctrica físicamente en buen estado, Encendido y Apagado correcto, Indicadores en pantalla funcionando correctamente, Los botones o perillas realizan funciones adecuadas, Sistemas mecánicos en buen estado, Alcance de la temperatura correcta, Último proceso realizado correctamente.			
Analizador hematológico	Sysmex	KX-21N	B410710/2007	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO, DE LA CAMARA DE DESECHOS, TRANSDUCTOR Y LIMPIAR LA VALVULA DE DOSIFICACION DE MUESTRAS(CADA 3 MESES),Alimentación eléctrica adecuada, Estado físico del equipo correcto, Clavijas de alimentación eléctrica físicamente en buen estado, Encendido y Apagado correcto, Indicadores de pantalla correctos, Botones en buen estado y realizando funciones adecuadas, Filtros en buen estado, Nivel de sustancias químicas adecuadas, Último proceso realizado correctamente.			
Analizador de química sanguínea	roche	cobas 111	2890	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO, MANUAL DE DISCO DE REACTIVOS, AREA DE MUESTRAS - LIMPIEZA DE CONTENEDORES DE AGUA, RESIDUOS Y CAMBIO DE FILTRO DE ENTRADA DE AGUA (CADA 3 MESES).			
Lector de tiras reactivas	Roche	Refotron plus	5081344	Limpieza externa del equipo, Alimentación eléctrica adecuada, Estado físico del equipo correcto, Clavijas de alimentación eléctrica físicamente en buen estado, Encendido y Apagado correcto, Indicadores de pantalla correctos, Botones en buen estado y realizando funciones adecuadas, Sistemas mecánicos en buen estado, Lubricación de sistemas mecánicos adecuada, Último proceso realizado correctamente.			
Centrifuga	LW Scientific	ULTRA-8V	V127743	Limpieza externa del equipo, Alimentación eléctrica adecuada, Estado físico del equipo correcto, Clavijas de alimentación eléctrica físicamente en buen estado, Encendido y Apagado correcto, Perillas o botones funcionando correctamente, Manejo de ciclos correcto, Indicadores funcionando correctamente, Timer funcionando correctamente, Último proceso realizado correctamente.			
Coagulometro	UNCON	CATRON M1	M1-11216	Limpieza externa del equipo, Alimentación eléctrica adecuada, Estado físico del equipo correcto, Clavijas de alimentación eléctrica físicamente en buen estado, Encendido y Apagado correcto, Indicadores en pantalla funcionando correctamente, Los botones realizan funciones adecuadas, Sistemas mecánicos en buen estado, Último proceso realizado correctamente.			
Mezclador 1	X	X	X	Limpieza externa del equipo.			
Mezclador 2	X	X	X	Limpieza externa del equipo.			
Contador de células	KIT-LAB	DIGITAL COUNTER	992	Limpieza externa del equipo, Alimentación eléctrica adecuada, Estado físico del equipo correcto, Clavijas de alimentación eléctrica físicamente en buen estado, Encendido y Apagado correcto, Indicadores en pantalla funcionando correctamente, Los botones realizan funciones adecuadas, Sistemas mecánicos en buen estado, Último proceso realizado correctamente.			
Microscopio	NA	NA	001726	Alimentación eléctrica adecuada, Estado físico del equipo correcto, Clavijas de alimentación eléctrica físicamente en buen estado, Encendido y Apagado correcto, Fuente de luz funcionando correctamente, Enfoque de objetivos correcto, Revolver funcionando correctamente, Lentes en buen estado, Objetivos en buen estado, Último proceso realizado correctamente.			