

FECHA:		TURNO:		 Centro de Excelencia Medica en Altura Área biomédica Bitácora de revisión y mantenimiento semestral de equipos biomédicos del área de laboratorio	Clave: CEMA-RG-BI-BMSEBL-48	Resultado de mantenimiento diario	
Nombre y firma					Versión: 2.0	Realizado	Observaciones
Equipo	Marca	Modelo	Numero de serie	Mantenimiento mensual y/o anual			
Refrigerador 1	WHIRLPOOL	WT90135	W10637300 B	DESHELO SEMESTRAL, EJECUCION DE RUTINA DE MANTENIMIENTO PEREVENTIVO DE EQUIPO POR PERSONAL CAPACITADO.			
Refrigerador 2	X	X	X	DESHELO SEMESTRAL, EJECUCION DE RUTINA DE MANTENIMIENTO PEREVENTIVO DE EQUIPO POR PERSONAL CAPACITADO.			
Refrigerador 3	X	X	X	DESHELO SEMESTRAL, EJECUCION DE RUTINA DE MANTENIMIENTO PEREVENTIVO DE EQUIPO POR PERSONAL CAPACITADO.			
Micropipeta 100 - 1000 µL	X	X	X	RECALIBRACION, EJECUCION DE RUTINA DE MANTENIMIENTO PEREVENTIVO DE EQUIPO POR PERSONAL CAPACITADO.			
Micropipeta 10 - 100 µL	X	X	X	RECALIBRACION, EJECUCION DE RUTINA DE MANTENIMIENTO PEREVENTIVO DE EQUIPO POR PERSONAL CAPACITADO.			
Baño maría	CIVEQ	KW-1000DC	WJ- HH20327	RECALIBRACION, EJECUCION DE RUTINA DE MANTENIMIENTO PEREVENTIVO DE EQUIPO POR PERSONAL CAPACITADO.			
Analizador hematológico	Sysmex	KX-21N	B410710/20 07	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO, DE LA CAMARA DE DESECHOS, TRANSDUCTOR Y LIMPIAR LA VALVULA DE DOSIFICACION DE MUESTRAS(CADA 3 MESES), EJECUCION DE RUTINA DE MANTENIMIENTO PEREVENTIVO DE EQUIPO POR PERSONAL CAPACITADO.			
Analizador de química sanguínea	roche	cobas 111	2890	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO, MANUAL DE DISCO DE REACTIVOS, AREA DE MUESTRAS - LIMPIEZA DE CONTENEDORES DE AGUA, RESIDUOS Y CAMBIO DE FILTRO DE ENTRADA DE AGUA (CADA 3 MESES), EJECUCION DE RUTINA DE MANTENIMIENTO PEREVENTIVO DE EQUIPO POR PERSONAL CAPACITADO.			
Lector de tiras reactivas	Roche	Reflotron plus	5081344	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO, EJECUCION DE RUTINA DE MANTENIMIENTO PEREVENTIVO DE EQUIPO POR PERSONAL CAPACITADO.			
Centrífuga	LW Scientific	ULTRA-8V	V127743	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO, EJECUCION DE RUTINA DE MANTENIMIENTO PEREVENTIVO DE EQUIPO POR PERSONAL CAPACITADO.			
Coagulometro	LINCON	CATRON M1	M1-11216	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO, EJECUCION DE RUTINA DE MANTENIMIENTO PEREVENTIVO DE EQUIPO POR PERSONAL CAPACITADO.			
Mezclador 1	X	X	X	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO, EJECUCION DE RUTINA DE MANTENIMIENTO PEREVENTIVO DE EQUIPO POR PERSONAL CAPACITADO.			
Mezclador 2	X	X	X	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO, EJECUCION DE RUTINA DE MANTENIMIENTO PEREVENTIVO DE EQUIPO POR PERSONAL CAPACITADO.			
Microscopio	NA	NA	001726	N/A			
Contador de células	KIT-LAB	DIGITAL CO	992	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO, EJECUCION DE RUTINA DE MANTENIMIENTO PEREVENTIVO DE EQUIPO POR PERSONAL CAPACITADO.			